

# Kako pravilno **staviti** zaštitnu masku



Najprije temeljno operite ruke sapunom i vodom ili ih dezinfikujte dezinfekcionim sredstvom.



Držite masku u takvom položaju da skrivena metalna žica bude na vrhu maske. U slučaju da se boja maske razlikuje na jednoj strani, postarajte se da bijela strana bude okrenuta prema unutra.



Kada trake stavite iza ušiju, pritisnite sakrivenu metalnu žicu o nos tako da maska bude čvrsto zategnuta uz lice.



Namjestite masku preko nosa i potom povucite dno maske preko brade.



Maska je pravilno stavljena na lice.




Maska se odlaže i planirana je samo za jednokratnu upotrebu. Treba je zamijeniti nakon dva sata ili češće, ukoliko se ovlaži. Kada je pravilno stavljena, treba da pokrije usta, nos i bradu.

# Kako pravilno **skinuti** zaštitnu masku



Najprije, temeljno operite ruke sapunom i vodom ili ih dezinfikujte dezinfekcionim sredstvom.



Pobrinite se da masku držite samo za trake na ušima, inače se možete zaraziti.




Odbacite masku u plastičnu kesu, zavežite kesu elastičnom trakom i čuvajte je na sigurnom mjestu 72 sata.



Nakon 72 sata odbacite kesu sa maskom u korpu za otpatke.



Potom ponovo operite ruke ili ih dezinfikujte dezinfekcionim sredstvom.



Maska je sada bezbjedno skinuta sa lica

**!** Višekratnu **platnenu zaštitnu masku** nakon bezbjednog skidanja, potrebno je **oprati** deterdžentom ili sapunom, **osušiti** je na velikoj toploti i **opeglati**.